

# PIÈGE CHARANCON DU PALMIER

Piège à phéromone contre les charançons rouges du palmier, à utiliser avec le diffuseur de phéromone.

## Utilisation

Le diffuseur est composé d'une bouteille avec mèche céramique permettant une diffusion homogène et prolongée de la phéromone. Le diffuseur de phéromone se place dans le piège spécifique pour attirer uniquement les charançon adulte mâle, et ainsi limiter la reproduction et donc la ponte sur les palmiers.

## Méthodes d'Application

**Préparation du piège :** enterrer la partie inférieure du piège (jaune) et la remplir d'eau jusqu'à mi-hauteur. Enlever le capuchon de la bouteille et la visser au centre du volant. Placer le volant horizontalement dans le piège, mèche de la bouteille vers le haut. Poser la partie supérieure (noire) du piège sur l'autre partie préalablement enterrée. Les charançons, attirés par la phéromone d'agrégation pénètrent dans le piège et tombent dans l'eau.

### Mise en place de la détection

Période de détection : de Mars à Octobre (penser à renouveler le diffuseur de phéromone selon la durée indicative de diffusion).

Positionnement du piège : placer à environ 10m du palmier, si possible dans une zone ombragée.

Densité recommandée : 2 pièges/ha ; 1 piège/arbre dans le cas de palmiers isolés.

## Conservation

Stockage et transport : Stocker et transporter à l'abri du gel.

Durée de stockage : 3 ans à partir de la date de fabrication.

### Diffuseur de phéromone contre le charançon du palmier

- Bouteille avec mèche céramique permettant une diffusion homogène et prolongée de la phéromone.
- Stockage simplifié à température ambiante. Charançons attirés sur un rayon de 10m.
- Durée de diffusion indicative de 3 à 4 mois (pour une température moyenne de 30°C et en l'absence de vents forts).



### COMPOSITION

1 piège

### CIBLE

Charançon rouge du palmier

### USAGES AUTORISÉS

Professionnel et Amateur

### LIEUX D'UTILISATION

Proximité des palmiers

### RÉFÉRENCE(S)

PV-PPA-05001 : Piège  
PV-APP-02051 : Diffuseur



### ARMOSA SAS

209-217 Av de la République,  
Parc de la croisée, B1-B2  
93800 EPINAY SUR SEINE

T. 01.39.89.85.86

M. info-3d@armosa.eu W. www.armosa.eu  
MAJEB0421

