



TALON TRACK

FICHE TECHNIQUE



DESRIPTIF PRODUIT

Le TALON TRACK est le **nouveau gel pour le monitoring** des rats et souris. Il est **très appétent** et **très attractif** pour la détection de l'activité des rongeurs

Support :	Pâte appât.
Usages autorisés :	Professionnel 3D – Amateur - Collectivité.
Cible :	Rats et souris.
Lieux d'utilisation :	Intérieur et extérieur.
Réf. :	RA881 Unité – Cartouche de 300g ou Carton de 12 cartouches de 300g

INFORMATIONS COMMERCIALES

Le TALON TRACK limite la néophobie du rat et il est **aussi appétent** que le TALON SOFT.

Un monitoring fiable grâce à son action longue durée, le TALON TRACK **reste actif pendant plusieurs semaines**, même en compétition alimentaire avérée.

Ce gel reste stable même dans des conditions difficiles telles que la pluie. Sans toxique, il réduit l'utilisation d'appâts empoisonnés, et de risque pour la faune non cible.

Le TALON TRACK est **recommandé pour les sites sensibles** et son applicateur peut l'utiliser sans risque.

SPÉCIFICATIONS

Le TALON TRACK est disponible en cartouche de 300g, **facile à appliquer, à l'aide d'un pistolet à silicone standard.**

Appliquer en une dose ou réparti dans les deux coins de la boîte. Placer ensuite les boîtes contre les murs et dans les endroits où les rongeurs sont susceptibles de circuler, ou de se cacher.

Non toxique pour l'environnement, ce gel peut être évacué avec les déchets ménagers.

- DOSAGE :
- **Souris : 5g par boîte** (soit le volume d'une noisette)
Répartir les boîtes tous les 2 à 5 mètres.
 - **Rats : 20g par boîte** (soit le volume d'une noix)
Répartir les boîtes tous les 5 à 10 mètres.

UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION.
avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

Page 1 sur 1
Mise à jour le 24.01.18

FDS disponible sur www.aedes.fr